

Tutorial NeuroKit 2

Neurokit 2 es un paquete de herramientas de Python para el procesamiento de señales neurofisiológicas que brinda un acceso sencillo a rutinas de programación avanzadas para el procesamiento de estas.

Inicialmente, este paquete debe ser descargado empleando la siguiente línea de código en Python:

```
pip install neurokit2
```

Posteriormente debe ser importado:

```
import neurokit2 as nk
```

Luego de esto, es necesario cargar los datos con los que se va a trabajar.

- **Evaluar la calidad de la señal**

La función `ecg_quality()` permite evaluar la calidad de la señal de ECG y definir si esta es útil para un análisis posterior o si tiene presencia de artefactos. Esta función evalúa características específicas de la señal y devuelve un puntaje, este puntaje va 0 a 1, donde cero significa una señal completamente ruidosa y 1 una señal de alta calidad.

```
[24] #Evaluación de calidad
      a=nk.ecg_quality(ecg_signal, rpeaks = None , sampling_rate = 250 , method = 'averageQRS' , approach = None)
      print(a)

[0.10876084 0.10876084 0.10876084 ... 0. 0. 0. ]
```

Donde:

- ❖ **ecg_signal**: La señal ECG que se desea evaluar.
- ❖ **rpeaks**: Los picos R de la señal ECG, que son opcionales y pueden ser detectados automáticamente si no se pasan explícitamente.
- ❖ **sampling_rate**: La tasa de muestreo de la señal ECG.
- ❖ **method**: El método para evaluar la calidad del ECG, que por defecto es 'averageQRS'.
- ❖ **approach**: Un enfoque adicional para la evaluación, que por defecto no se usa.

- **Extraer y visualizar los picos P, Q, R, S y T de un ECG**


En caso de que las señales ECG estén sin procesar, se puede hacer uso del comando `ecg_process()` pasando como argumentos el conjunto de datos y la frecuencia de muestreo. Esta función retorna las señales (tanto sin procesar como las limpias) y datos adicionales como la ubicación de los picos R.

```
# Generación de una señal ECG
ecg_signal = nk.ecg_simulate(duration=30, sampling_rate=250)
```

```
# Procesamiento de la señal ECG
signals, info = nk.ecg_process(ecg_signal, sampling_rate=250)
```

```
# Extraer señal ECG limpia y los picos R
rpeaks = info["ECG_R_Peaks"]
cleaned_ecg = signals["ECG_Clean"]
```


```
# Ver los picos R en la señal ECG
plot = nk.events_plot(rpeaks, cleaned_ecg)
```



Para extraer la ubicación de los picos P, Q, S, T se puede hacer de la misma manera como se muestra en la siguiente imagen

```
# Extraer los picos T, P, Q y S
p_peaks = info["ECG_P_Peaks"]
t_peaks = info["ECG_T_Peaks"]
q_peaks = info["ECG_Q_Peaks"]
s_peaks = info["ECG_S_Peaks"]
```

```
# Ver los picos T, P, Q y S
nk.events_plot([t_peaks[0:4], p_peaks[0:4], q_peaks[0:4], s_peaks[0:4]], cleaned_ecg[0:1000])
```



Otro comando que puede ser empleado para determinar la ubicación de los picos es *ecg_findpeaks()* a la cual se le pasa la señal de interés y retorna un diccionario con múltiples datos sobre todos los picos de la señal.

```
picos = nk.signal_findpeaks(ecg_signal)
```

```
picos.keys()
```

```
dict_keys(['Peaks', 'Distance', 'Height', 'Width', 'Onsets', 'Offsets'])
```


- **Delinear el complejo QRS**

Para delimitar el complejo QRS, es decir, las diferentes ondas de los ciclos cardíacos se implementa la función *ecg_delineate()* a la cual se le pasan como argumentos la señal de interés, los picos R de esta señal y la frecuencia de muestreo.

```
# Se delinea el complejo
signals, waves = nk.ecg_delineate(cleaned_ecg, rpeaks, sampling_rate=250)
```

```
# Se grafican los picos P y los picos T
nk.events_plot([waves["ECG_P_Peaks"][0:4], waves["ECG_T_Peaks"][0:4]], cleaned_ecg[0:1000])
```

Waves también almacena información del inicio y fin de cada una de las ondas de la señal.



- **Frecuencia media**

Para calcular la frecuencia media de la señal de ECG, se puede implementar la función *ecg_eventrelated()* que retorna un *dataFrame* con información relacionada con eventos en épocas que contienen señales de ECG.

Esta función recibe como argumento las épocas de la señal que son determinadas con el comando *epochs_create()* que recibe la señal de interés, los eventos (su lugar de inicio o también puede ser un *None*), la frecuencia de muestreo, el inicio y el final de cada época en relación con el inicio de los eventos. Los eventos a su vez son encontrados con el comando *events_find()*.

```
# Frecuencia media
# Identificación de eventos
events = nk.events_find(signals, threshold_keep='below', event_conditions=None)
# Identificación de épocas de acuerdo a los eventos
epochs = nk.epochs_create(signals, events, sampling_rate=250, epochs_start=-0.1, epochs_end=1.9)
# Analisis de las épocas
analyze_epochs = nk.ecg_eventrelated(epochs)
```

[Show hidden output](#)


```
analyze_epochs['ECG_Rate_Mean']
```

ECG_Rate_Mean	
1	1.066667
2	0.508137
3	-0.483508

dtype: float64

- **Grafica señales de ECG**

La función `ecg_plot()` utiliza para graficar señales ECG y proporcionar información adicional sobre la señal.



Donde:

- ❖ **ecg_signals**: La señal ECG a graficar, que puede ser un array de NumPy o una lista.
- ❖ **info**: Un texto opcional que se puede mostrar en el gráfico para proporcionar información adicional sobre la señal, como la frecuencia de muestreo, la duración, el paciente, etc.